

Nur für Forschungszwecke

# ANGPTL8/Betatrophin Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 23792-1-AP

1 Publikationen

## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

23792-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20698

GenBank-Zugangsnummer:

BC146552

GeneID (NCBI):

55908

Vollständiger Name:

hepatocellular carcinoma-associated gene TD26

Berechnete Masse:

251 aa, 28 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IHC: humanes Leberkarzinomgewebe, humanes Lebergewebe

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Qi Guo

Pubmed ID

36142528

Journal

Int J Mol Sci

Anwendung

WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 23792-1-AP (ANGPTL8/Betatrophin antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 23792-1-AP (ANGPTL8/Betatrophin antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).