

Nur für Forschungszwecke

ZNF271 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:23799-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
23799-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 750 µg/ml von
Nanodrop und 353 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20727

GenBank-Zugangsnummer:

BC017710

GeneID (NCBI):

10778

Vollständiger Name:

zinc finger protein 271

Berechnete Masse:

76 kDa

Beobachtete Masse:

48 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Maus-Pankreasgewebe,

Hintergrundinformationen

ZNF271, also named as ZNF-EB, HZF7, ZNF271-dp, may be involved in transcriptional regulation. It plays a role in the EBV-mediated transformation process. ZNF271 has two isoforms with MW 76 kDa and 48 kDa. This antibody recognize both isoforms.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse pancreas tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23799-1-AP (ZNF271 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.