

BTBD8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 23897-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
23897-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 433 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20960

GenBank-Zugangsnummer:

BC013922

GeneID (NCBI):

284697

Vollständiger Name:

BTB (POZ) domain containing 8

Berechnete Masse:

278 aa, 43 kDa

Beobachtete Masse:

43 kDa, 34 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, HepG2-Zellen

Hintergrundinformationen

BTBD8, also named as BTB/POZ domain-containing protein 8, is a 378 amino acid protein, which is highly expressed in fetal brain and localizes in the nucleus. BTBD8 exists two isoforms and the molecular weight of isoforms are 43 kDa and 35 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23897-1-AP (BTBD8 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.