

Nur für Forschungszwecke

TMEM27 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24059-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 24059-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC050606	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 307 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 57393	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: transmembrane protein 27	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 25 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG21257	Beobachtete Masse: 23 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: HEK-293-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

TMEM27 (also termed collectrin), a 46 kDa type I transmembrane protein, is a homolog of the noncatalytic domain of angiotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase (Ace2). Its expression has only been reported in the brush border membrane of the proximal tubules and collecting ducts of the kidney and in the pancreatic b cell (PMID: 11278314, 16330324). Overexpression of TMEM27 in b cells leads to increased proliferation in vitro and increased pancreatic b cell mass in vivo (PMID: 16330324, 16330323). The abundance of TMEM27 protein in b cells is furthermore regulated by ectodomain cleavage, which leads to two cleavage products, a 25 kDa N-terminal part that is released into the extracellular space (the shed fragment), and a 22 kDa C-terminal fragment (CTF) remaining in the membrane that is rapidly degraded (PMID: 16330324). TMEM27 is an N-glycosylated protein and can form dimers with MW of 64-75 kDa (patent US 20100119489 A1). TMEM27 can be used as a beta cell mass biomarker (PMID: 20386877, 21907142).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24059-1-AP (TMEM27 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.