

Nur für Forschungszwecke

TMEM44 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24090-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24090-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 233 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG21357

GenBank-Zugangsnummer:

BC130297

GeneID (NCBI):

93109

Vollständiger Name:

transmembrane protein 44

Berechnete Masse:

475 aa, 52 kDa

Beobachtete Masse:

43-55 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-affinitätsgereinigt

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

