

Nur für Forschungszwecke

peptide YY Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24294-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24294-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 700 µg/ml von
Nanodrop und 387 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG17939

GenBank-Zugangsnummer:
BC041057

GeneID (NCBI):
5697

Vollständiger Name:
peptide YY

Berechnete Masse:
97 aa, 11 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IHC: humanes Pankreasgewebe, humanes
Dünndarmgewebe, humanes Kolongewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yinrui Guo	34568080	Front Cell Infect Microbiol	WB
Cecilia Villegas-Novoa	35758929	Anal Chem	IF
Fangyan Jing	36628274	Am J Cancer Res	WB, IHC, IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas slide using 24294-1-AP (peptide YY antibody at dilution of 1:50).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas slide using 24294-1-AP (peptide YY antibody at dilution of 1:50).