

Nur für Forschungszwecke

ZNF366 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24340-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24340-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 167465

Nanodrop und 420 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG19591

GenBank-Zugangsnummer:

BC121053

GeneID (NCBI):

167465

Vollständiger Name:

zinc finger protein 366

Berechnete Masse:

744 aa, 85 kDa

Beobachtete Masse:

90-100 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Mausherzgewebe, Maus-Skelettmuskelgewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24340-1-AP (ZNF366 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.