

Nur für Forschungszwecke

DMRTA1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24356-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24356-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 653 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18796

GenBank-Zugangsnummer:

BC130437

GeneID (NCBI):

63951

Vollständiger Name:

DMRT-like family A1

Berechnete Masse:

504 aa, 53 kDa

Beobachtete Masse:

60-70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mauslebergewebe,

IP : Mauslebergewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24356-1-AP (DMRTA1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-DMRTA1 (IP:24356-1-AP, 3ug; Detection:24356-1-AP 1:500) with mouse liver tissue lysate 3000ug.