

Nur für Forschungszwecke

# CCDC65 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24376-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
24376-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von  
Nanodrop und 253 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG19357

GenBank-Zugangsnummer:  
BC039317

GeneID (NCBI):  
85478

Vollständiger Name:  
coiled-coil domain containing 65

Berechnete Masse:  
484 aa, 57 kDa

Beobachtete Masse:  
57 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000  
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: Maushodengewebe, Rattenhodengewebe

IP: Maushodengewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Ziyan Zhang

35844805

Int J Biol Sci

WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24376-1-AP (CCDC65 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-CCDC65 (IP:24376-1-AP, 4ug; Detection:24376-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 4000ug.