

Nur für Forschungszwecke

GID8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24479-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 24479-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC032120	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 54994	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:1000-1:4000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 20 open reading frame 11	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 228 aa, 27 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG19751	Beobachtete Masse: 30 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe, SW480-Zellen
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	IHC : Maushodengewebe,
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Lucia Carolina Leal-Esteban	29995892	PLoS Genet	WB
Shimaa H A Soliman	32346083	Sci Rep	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24479-1-AP (GID8 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 24479-1-AP (GID8 antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 24479-1-AP (GID8 antibody) at dilution of 1:2000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).