

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 24484-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC146753	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 433 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 155185	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200 IF 1:10-1:100
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: archaelysin family metalloproteinase 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 498 aa, 55 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG20248	Beobachtete Masse: 33 kDa, 28 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	WB: Mausebergewebe, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Herzgewebe,
	IF: HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen


AMZ1, also named as KIAA1950, is a new human Zinc metalloproteases. It exhibits aminopeptidase activity against neurogranin in vitro. AMZ1 does not hydrolyze angiotensin-2. It is mainly detected in liver and heart. AMZ1 has some isoforms with MW 55 kDa, 33 kDa, 30 kDa and 28 kDa.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24484-1-AP (AMZ1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24484-1-AP (AMZ1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24484-1-AP (AMZ1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 24484-1-AP (AMZ1 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.