

Nur für Forschungszwecke

MAGIX Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24518-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24518-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 700 µg/ml von Nanodrop und 380 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG21708

GenBank-Zugangsnummer:

BC114943

GeneID (NCBI):

79917

Vollständiger Name:

MAGI family member, X-linked

Berechnete Masse:

334 aa, 35 kDa

Beobachtete Masse:

30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe,

IP : Maushodengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24518-1-AP (MAGIX Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-MAGIX (IP:24518-1-AP, 3ug; Detection:24518-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4800ug.