

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24539-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop und 540 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG21609

GenBank-Zugangsnummer:

BC127768

GeneID (NCBI):

144404

Vollständiger Name:

transmembrane protein 120B

Berechnete Masse:

339 aa, 40 kDa

Beobachtete Masse:

50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Maus-Cerebellum-Gewebe,

Hintergrundinformationen

TMEM120B also named as transmembrane protein 120B is 339 amino acid multi-pass membrane protein, which belongs to the TMEM120 family and localizes in membrane. The function of TMEM120B is still non-known.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse cerebellum tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24539-1-AP (TMEM120B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.