

Nur für Forschungszwecke

ANKRD34B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:24581-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24581-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 200 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20346

GenBank-Zugangsnummer:

BC142957

GeneID (NCBI):

340120

Vollständiger Name:

ankyrin repeat domain 34B

Berechnete Masse:

514 aa, 56 kDa

Beobachtete Masse:

55-66 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Maus-Thymusgewebe,

Hintergrundinformationen

ANKRD34B, also named as Ankyrin repeat domain-containing protein 34B, is a 514 amino acid protein, which contains 4 ANK repeats and belongs to the ANKRD34 family. The calculated molecular weight of ANKRD34B is 55 kDa, but the phosphorylated protein is about 60-65 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse thymus tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24581-1-AP (ANKRD34B Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.