

Nur für Forschungszwecke

Angiopoietin 2 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 24613-1-AP

20 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24613-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 285

Nanodrop und 420 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17938

GenBank-Zugangsnummer:

BC126200

GeneID (NCBI):

285

Vollständiger Name:

angiopoietin 2

Berechnete Masse:

496 aa, 57 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Angiopoietin 2 is an antagonist of angiopoietin 1 (ANGPT1) and endothelial TEK tyrosine kinase (TIE-2, TEK). It disrupts the vascular remodeling ability of ANGPT1 and may induce endothelial cell apoptosis.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Lifeng Wang	36160014	Front Genet	IHC
Qian Li	27771855	Tumour Biol	WB
Qiuyan Ma	36219207	Endocrinology	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

