

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24629-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18239

GenBank-Zugangsnummer:

BC028124

GeneID (NCBI):

124783

Vollständiger Name:

chromosome 17 open reading frame 46

Berechnete Masse:

384 aa, 42 kDa

Beobachtete Masse:

42-52 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : L02-Zellen,

IHC : humanes Hodengewebe, humanes Hirngewebe

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

C17orf46, also named as SPATA32 and TEX34, mainly expressed in Testis. It interacts with syntaxin-1 and ACTB. It's about 42-52 kDa in our detection.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis slide using 24629-1-AP (C17orf46 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis slide using 24629-1-AP (C17orf46 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24629-1-AP (C17orf46 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.