

BEND4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24711-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

24711-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG20169

GenBank-Zugangsnummer:

BC128592

GeneID (NCBI):

389206

Vollständiger Name:

BEN domain containing 4

Berechnete Masse:

534 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:

55-58 kDa, 33-36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Maushodengewebe,

IHC: humanes Kolonkarzinomgewebe, humanes Herzgewebe

Hintergrundinformationen

BEND4, also named as CCDC4, has 5 isoforms with MW 55-58 kDa, 45-48 kDa and 36 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).