

Nur für Forschungszwecke

HIC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24949-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 24949-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC157027	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 3090	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: hypermethylated in cancer 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 714 aa, 75 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG21849	Beobachtete Masse: 65-70 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB: Jurkat-Zellen, NIH/3T3-Zellen IHC: humanes Hodengewebe, humanes Kolongewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus	
Zitierte Arten: Human	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Junqiang Liu	35501800	Cancer Cell Int	WB, IHC
Huan Wang	35071242	Front Cell Dev Biol	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 24949-1-AP (HIC1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).