

Nur für Forschungszwecke

BAALC Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 24997-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
24997-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG21850

GenBank-Zugangsnummer:
BC011517

GeneID (NCBI):
79870

Vollständiger Name:
brain and acute leukemia,
cytoplasmic

Berechnete Masse:
19 kDa

Beobachtete Masse:
19-25 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:50-1:500
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen, A375-Zellen, Maushirngewebe

IP: Maushirngewebe,

IHC: Maushirngewebe,

IF: HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Brain and acute leukemia cytoplasmic protein, also named as BAALC, is a 180 amino acid protein, which interacts with CAMK2A. BAALC localizes in the cytoplasm and membrane. BAALC is expressed in neural and hematopoietic cells. Expression is found both in normal early progenitor cells and in the most immature type of blasts in acute leukemia but not in mature hematopoietic cells. BAALC may play a synaptic role at the postsynaptic lipid rafts by interacting with CAMK2A.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yong-Tao He	31478925	Chin Med J (Engl)	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24997-1-AP (BAALC Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-BAALC (IP:24997-1-AP, 4ug; Detection:24997-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 3000ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using 24997-1-AP (BAALC antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 24997-1-AP (BAALC antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).