

Nur für Forschungszwecke

HCLS1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25003-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25003-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8645

GenBank-Zugangsnummer:

BC016758

GeneID (NCBI):

3059

Vollständiger Name:

hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1

Berechnete Masse:

486 aa, 54 kDa

Beobachtete Masse:

75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen,

IHC: humanes Tonsillitisgewebe,

Hintergrundinformationen

Hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1 (HS1, HCLS1, LckBP1 and p75) is a 75-kDa intracellular protein expressed in cells of lymphohemopoietic origin. It was originally identified in B-lymphocytes as a major substrate of B-cell receptor (BCR)-induced phosphorylation after antigen (Ag) stimulation. It's a substrate of the antigen receptor-coupled tyrosine kinase. HCLS1 plays a role in antigen receptor signaling for both clonal expansion and deletion in lymphoid cells.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jinguo Zhang	33042828	Front Oncol	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25003-1-AP (HCLS1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 25003-1-AP (HCLS1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).