

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25032-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 393 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18143

GenBank-Zugangsnummer:

BC115405

GeneID (NCBI):

131669

Vollständiger Name:

urocanase domain containing 1

Berechnete Masse:

676 aa, 75 kDa

Beobachtete Masse:

65-70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : Mauslebergewebe,

IP : Mauslebergewebe,

Hintergrundinformationen

UROC1, also named as Urocanase and Imidazolonepropionate hydrolase, is involved in Urocanase deficiency (UROCD). UROC1 has some isoforms with MW 65-75 kDa and 80 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25032-1-AP (UROC1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-UROC1 (IP:25032-1-AP, 4ug; Detection:25032-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 4000ug.