

Nur für Forschungszwecke

# ANKRD49 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25034-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>25034-1-AP                              | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC017798              | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Antigen-Affinitätsreinigung             |
| <b>Größe:</b><br>150ul, Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop; | <b>GeneID (NCBI):</b><br>54851                         | <b>Empfohlene Verdünnungen:</b><br>WB 1:1000-1:6000<br>IF 1:10-1:100 |
| <b>Wirt:</b><br>Kaninchen                                      | <b>Vollständiger Name:</b><br>ankyrin repeat domain 49 |  |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG  | <b>Berechnete Masse:</b><br>239 aa, 27 kDa             |  |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG18295                     | <b>Beobachtete Masse:</b><br>27 kDa                    |  |

## Anwendungen

|  |  |
|--|--|
| <b>Geprüfte Anwendungen:</b><br>IF, WB, ELISA            | <b>Positivkontrollen:</b><br>WB : Maushodengewebe, Rattenhodengewebe<br>IF : HepG2-Zellen, |
| <b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b><br>IHC, WB |  |
| <b>Getestete Reaktivität:</b><br>Human, Maus, Ratte      |  |
| <b>Zitierte Arten:</b><br>Human                          |  |

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser   | Pubmed ID | Journal                          | Anwendung |
|-------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Yue-Hua Liu | 35775112  | J Cell Mol Med                   | WB, IHC   |
| Xin-Yang Li | 35639405  | Appl Immunohistochem Mol Morphol | WB        |

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25034-1-AP (ANKRD49 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 25034-1-AP (ANKRD49 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).