

Nur für Forschungszwecke

# AHSA2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25096-1-AP



## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**  
25096-1-AP

**Größe:**  
150ul , Konzentration: 280 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

**Wirt:**  
Kaninchen

**Isotyp:**  
IgG

**Immunogen Katalognummer:**  
AG18879

**GenBank-Zugangsnummer:**  
BC113671

**GeneID (NCBI):**  
130872

**Vollständiger Name:**  
AHA1, activator of heat shock 90kDa  
protein ATPase homolog 2 (yeast)

**Berechnete Masse:**  
299 aa, 34 kDa

**Reinigungsmethode:**  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
IHC,ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

