

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25166-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18309

GenBank-Zugangsnummer:

BC067294

GeneID (NCBI):

7552

Vollständiger Name:

zinc finger protein 711

Berechnete Masse:

761 aa, 86 kDa

Beobachtete Masse:

115 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: SKOV-3-Zellen, Jurkat-Zellen, Maushodengewebe

Hintergrundinformationen

ZNF711 also named as CMPX1 or Zinc finger protein 6 is a 761 amino acid protein, which contains 12 C2H2-type zinc fingers and belongs to the krueppel C2H2-type zinc finger protein family. ZNF711 localizes in the nucleus and is expressed in neural tissue. ZNF711 as a transcription factor is required for brain development. ZNF711 mutation may have an association with mental retardation.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



SKOV-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25166-1-AP (ZNF711 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25166-1-AP (ZNF711 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.