

Nur für Forschungszwecke

# C12orf54 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25177-1-AP



## Allgemeine Informationen

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>25177-1-AP  | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC031670                            | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Antigen-Affinitätsreinigung |
| <b>Größe:</b><br>150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von121273<br>Nanodrop und 380 µg/ml durch die<br>Bradford-Methode mit BSA als<br>Standard; | <b>GeneID (NCBI):</b><br>121273                                      | <b>Empfohlene Verdünnungen:</b><br>IHC 1:20-1:200        |
| <b>Wirt:</b><br>Kaninchen  | <b>Vollständiger Name:</b><br>chromosome 12 open reading frame<br>54 |  |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG  | <b>Berechnete Masse:</b><br>127 aa, 14 kDa                           |  |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG15026   |  |  |

## Anwendungen

|   |  |
|---|--|
| <b>Geprüfte Anwendungen:</b><br>IHC, ELISA  | <b>Positivkontrollen:</b><br>IHC : humanes Hodengewebe, humanes Hirngewebe |
| <b>Getestete Reaktivität:</b><br>Human  |  |
| <b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b> |  |

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 25177-1-AP (C12orf54 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25177-1-AP (C12orf54 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).