

Nur für Forschungszwecke

COA1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25197-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 25197-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC056884	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 55744	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 7 open reading frame 44	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 146 aa, 17 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG18313		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

COA1, also named as C7orf44 and MITRAC15, is a mitochondrial translation regulation assembly intermediate of cytochrome c oxidase protein with MW 15 kDa. It's a component of some MITRAC complex, a cytochrome c oxidase (COX) assembly intermediate complex that regulates COX assembly. COA1 is required for assembly of mitochondrial respiratory chain complex I and complex IV.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

