

DACH2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25219-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25219-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG18403

GenBank-Zugangsnummer:

BC114950

GeneID (NCBI):

117154

Vollständiger Name:

dachshund homolog 2 (Drosophila)

Berechnete Masse:

599 aa, 65 kDa

Beobachtete Masse:

65 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Mausherzgewebe, HeLa-Zellen, Maus-Augengewebe, Mauseiereingewebe, NIH/3T3-Zellen

Hintergrundinformationen

Dachshund homolog 2 (DACH2), is a 599 amino acid protein, which belongs to the DACH family. DACH2 localizes in the nucleus and as a transcription factor is involved in regulation of organogenesis.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25219-1-AP (DACH2 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.