

Nur für Forschungszwecke

NPR3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25248-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25248-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 247 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG19144

GenBank-Zugangsnummer:

BC022250

GeneID (NCBI):

79614

Vollständiger Name:

chromosome 5 open reading frame 23

Berechnete Masse:

541 aa, 60 kDa

Beobachtete Masse:

60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Jia-Kuan Li

Pubmed ID

28659173

Journal

Mol. Cancer

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25248-1-AP (NPR3 antibody at dilution of 1:50 (under 10x lens).