

Nur für Forschungszwecke

C6orf130 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25249-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 25249-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC011709	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 221443	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: chromosome 6 open reading frame 130	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 152 aa, 17 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG19382	Beobachtete Masse: 17 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : PC-3-Zellen, IF : PC-3-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

The function of C6orf130 remains largely unknown. Catalog#25249-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human C6orf130. The MW of this protein is 17 kDa, and this antibody specially recognises the 17 kDa protein.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25249-1-AP (C6orf130 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed PC-3 cells using C6orf130 antibody (25249-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).