

Nur für Forschungszwecke

SH3PXD2B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25253-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25253-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 320 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG19376

GenBank-Zugangsnummer:
BC157116

GeneID (NCBI):
285590

Vollständiger Name:
SH3 and PX domains 2B

Berechnete Masse:
911 aa, 102 kDa

Beobachtete Masse:
120 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

