

Nur für Forschungszwecke

FAM98C Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25274-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25274-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 347 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG15042

GenBank-Zugangsnummer:

BC034383

GeneID (NCBI):

147965

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 98, member C

Berechnete Masse:

349 aa, 37 kDa

Beobachtete Masse:

37 kDa, 28 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB: A431-Zellen,

Hintergrundinformationen

FAM98C has two isoforms with MW 28-30 kDa and 37-40 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25274-1-AP (FAM98C Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.