

Nur für Forschungszwecke

FGF17 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25314-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25314-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop und 373 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG17807

GenBank-Zugangsnummer:

BC105131

GeneID (NCBI):

8822

Vollständiger Name:

fibroblast growth factor 17

Berechnete Masse:

216 aa, 25 kDa

Beobachtete Masse:

33 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: MCF-7-Zellen, PC-3-Zellen

IF: NIH/3T3-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte

Veröffentlichungen

Verfasser

Yandong Gong

Pubmed ID

37172563

Journal

Cell

Anwendung

IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25314-1-AP (FGF17 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of NIH/3T3 cells using 25314-1-AP (FGF17 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).