

Nur für Forschungszwecke

MRP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25340-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25340-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004996

GeneID (NCBI):
4363

Vollständiger Name:
ATP-binding cassette, sub-family C
(CFTR/MRP), member 1

Berechnete Masse:
173 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Multidrug resistant-associated protein 1 (MRP1, also known as ABCC1) is a member of the ATP-binding cassette (ABC) transporter protein superfamily, subfamily C. MRP1 is overexpressed in cancers and contributes to the occurrence of multidrug resistance (MDR). Expression of MRP1 has been considered as a negative marker for the outcome of chemotherapy. Recently MRP1 has been reported to play a crucial role in A β clearance at the blood-brain barrier.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

