

Nur für Forschungszwecke

ABCC3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25358-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25358-1-AP

Größe:
100ul, Konzentration: 450 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG19786

GenBank-Zugangsnummer:
BC137348

GeneID (NCBI):
8714

Vollständiger Name:
ATP-binding cassette, sub-family C
(CFTR/MRP), member 3

Berechnete Masse:
1527 aa, 169 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

