

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25419-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 22889

Nanodrop und 520 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22217

GenBank-Zugangsnummer:

BC062637

GeneID (NCBI):

22889

Vollständiger Name:

KIAA0907

Berechnete Masse:

614 aa, 65 kDa

Beobachtete Masse:

68 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, Maus-Dünndarmgewebe, Mauslebergewebe, PC-13-Zellen

IHC : humanes Lungenkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

KIAA0907, also named as BLOM7, is 614 amino acid protein, which belongs to the UPF0469 family. KIAA0907 exists as four alternative splicing isoforms and its residues is modified by phosphorylase. KIAA0907 are frequently observed in lung cancer cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25419-1-AP (KIAA0907 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 25419-1-AP (KIAA0907 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).