

Nur für Forschungszwecke

SGLT1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25436-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25436-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG1546

GenBank-Zugangsnummer:

BC139838

GeneID (NCBI):

6523

Vollständiger Name:

solute carrier family 5
(sodium/glucose cotransporter),
member 1

Berechnete Masse:

73 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Wenya Jiao	36766032	Foods	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

