

Nur für Forschungszwecke

SCML4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25439-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

25439-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von Nanodrop und 307 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22157

GenBank-Zugangsnummer:

BC033286

GeneID (NCBI):

256380

Vollständiger Name:

sex comb on midleg-like 4 (Drosophila)

Berechnete Masse:

414 aa, 45 kDa

Beobachtete Masse:

50-60 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Mausebergewebe, A375-Zellen, HEK-293-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25439-1-AP (SCML4 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.