

Nur für Forschungszwecke

ZNF774 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25449-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25449-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 1000 µg/ml von342132

Nanodrop und 420 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG22300

GenBank-Zugangsnummer:

BC067279

GeneID (NCBI):

342132

Vollständiger Name:

zinc finger protein 774

Berechnete Masse:

483 aa, 55 kDa

Beobachtete Masse:

55-63 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000 für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen,

IP : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25449-1-AP (ZNF774 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF774 (IP:25449-1-AP, 3ug; Detection:25449-1-AP 1:600) with HepG2 cells lysate 2400ug.