

Nur für Forschungszwecke

# TMEM199 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25489-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 25489-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC033113	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 147007 Nanodrop und 500 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 147007	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> transmembrane protein 199	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 208 aa, 23 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG22009	<b>Beobachtete Masse:</b> 18-23 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB: NIH/3T3-Zellen, IHC: humanes Mammakarzinomgewebe, humanes Magenkrebsgewebe
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus	
<b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

TMEM199, also named as C17orf32, is a component of the complex sense antisense architecture (CSAGA).

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



NIH/3T3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25489-1-AP (TMEM199 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 25489-1-AP (TMEM199 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 25489-1-AP (TMEM199 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).