

Nur für Forschungszwecke

CHORDC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25525-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 25525-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC072461	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 26973	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000 IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cysteine and histidine-rich domain (CHORD)-containing 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 332 aa, 37 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG18315	Beobachtete Masse: 37 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, K-562-Zellen IF : HEK-293-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25525-1-AP (CHORDC1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HEK-293 cells using CHORDC1 antibody (25525-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).