

Nur für Forschungszwecke

# SNX32 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25763-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 25763-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC040981	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 460 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 254122	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> sorting nexin 32	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 46 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG22653	<b>Beobachtete Masse:</b> 46 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB,ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen IHC : Maushirngewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus	
<b>Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

Sorting nexins are a diverse group of cytoplasmic and membrane-associated proteins that are classified by the presence of a phospholipid-binding motif-the PX domain (PMID:12461558). They are involved in endocytosis and protein trafficking. SNX32 (Sorting nexin-32, also known as SNX6B) may be involved in several stages of intracellular trafficking.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**


## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25763-1-AP (SNX32 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 25763-1-AP (SNX32 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 25763-1-AP (SNX32 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).