

Nur für Forschungszwecke

# P21 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:25860-1-AP



## Allgemeine Informationen

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>25860-1-AP  | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC000312   | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Antigen-Affinitätsreinigung |
| <b>Größe:</b><br>150ul , Konzentration: 193 µg/ml<br>durch die Bradford-Methode mit BSA<br>als Standard; | <b>GeneID (NCBI):</b><br>1026   |  |
| <b>Wirt:</b><br>Kaninchen  | <b>Vollständiger Name:</b><br>cyclin-dependent kinase inhibitor 1A<br>(p21, Cip1) |  |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG  | <b>Berechnete Masse:</b><br>21 kDa  |  |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG23087   |   |  |

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

