

Nur für Forschungszwecke

# RRN3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 25918-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
25918-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 800 µg/ml von  
Nanodrop und 367 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG23207

GenBank-Zugangsnummer:  
BC132688

GeneID (NCBI):  
54700

Vollständiger Name:  
RRN3 RNA polymerase I transcription  
factor homolog (*S. cerevisiae*)

Beobachtete Masse:  
74 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
ChIP, WB

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus

Zitierte Arten:  
Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen,  
Maus Hodengewebe

IP: HeLa-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaolei Zhang	30249398	Biochem Biophys Res Commun	ChIP
Charles Antony	36113481	Mol Cell	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25918-1-AP (RRN3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RRN3 (IP:25918-1-AP, 4ug; Detection:25918-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 3200ug.