

Nur für Forschungszwecke

C20orf3/APMAP Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 25953-1-AP

Vorgestelltes Produkt

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
25953-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 350 µg/ml von
Nanodrop und 213 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG23029

GenBank-Zugangsnummer:
BC003501

GeneID (NCBI):
57136

Vollständiger Name:
chromosome 20 open reading frame 3

Berechnete Masse:
416 aa, 46 kDa

Beobachtete Masse:
42-46 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: HepG2-Zellen,

IP: Mauslebergewebe,

IHC: humanes Nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Siyuan Jiang

Pubmed ID

30987997

Journal

Cancer Res

Anwendung

WB,IHC,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25953-1-AP (C20orf3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-C20orf3 (IP:25953-1-AP, 4ug; Detection:25953-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 4800ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25953-1-AP (C20orf3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).