

Nur für Forschungszwecke

TEKT5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26108-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26108-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 340 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23295

GenBank-Zugangsnummer:

BC130336

GeneID (NCBI):

146279

Vollständiger Name:

tektin 5

Beobachtete Masse:

56 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : COLO 320-Zellen, HepG2-Zellen,

Maushirngewebe, Maushodengewebe, NIH/3T3-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26108-1-AP (TEKT5 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26108-1-AP (TEKT5 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.