

Nur für Forschungszwecke

C1orf103 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26115-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26115-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop und 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23494

GenBank-Zugangsnummer:

BC008115

GeneID (NCBI):

55791

Vollständiger Name:

chromosome 1 open reading frame 103

Beobachtete Masse:

85 kDa, 27 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: L02-Zellen, Mausherzgewebe, Mauslebergewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Kohei Hamanaka	32467133	Neurology	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26115-1-AP (C1orf103 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.