

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26118-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23639

GenBank-Zugangsnummer:

BC029566

GeneID (NCBI):

63948

Vollständiger Name:

DMRT-like family B with proline-rich C-terminal, 1

Beobachtete Masse:

40-45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Positivkontrollen:

WB : humanes Hodengewebe,

Hintergrundinformationen

DMRTB1, also named as Doublesex- and mab-3-related transcription factor B1, is a 342 amino acid protein, which contains 1 DM DNA-binding domain and belongs to the DMRT family. DMRTB1 is expressed in testis.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26118-1-AP (DMRTB1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.