

Nur für Forschungszwecke

ZNF606 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:26128-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26128-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 200 µg/ml von
Nanodrop und 140 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG23589

GenBank-Zugangsnummer:
BC037209

GeneID (NCBI):
80095

Vollständiger Name:
zinc finger protein 606

Beobachtete Masse:
70 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Mausebergewebe,
IP: Mausebergewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26128-1-AP (ZNF606 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF606 (IP:26128-1-AP, 4ug; Detection:26128-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 4000ug.