

Nur für Forschungszwecke

FAHD1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26233-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
26233-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23966

GenBank-Zugangsnummer:

BC063017

GeneID (NCBI):

81889

Vollständiger Name:

fumarylacetoacetate hydrolase
domain containing 1

Beobachtete Masse:

27 Kda

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000

für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: Mausnierengewebe, HeLa-Zellen

IP: Mausnierengewebe,

IHC: humanes Nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 26233-1-AP (FAHD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 26233-1-AP (FAHD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26233-1-AP (FAHD1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-FAHD1 (IP:26233-1-AP, 4ug; Detection:26233-1-AP 1:1000) with mouse kidney tissue lysate 4800ug.