

Nur für Forschungszwecke

CCDC21 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 26314-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

26314-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG23636

GenBank-Zugangsnummer:

BC064528

GeneID (NCBI):

64793

Vollständiger Name:

coiled-coil domain containing 21

Beobachtete Masse:

85-90 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen

Hintergrundinformationen

CCDC21, also named as CEP85, is a Centrosomal protein with MW 85 kDa. All the isoforms of CCDC21 can be detected by this antibody.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Canhe Chen	30611117	iScience	WB, IF, IP
Birol Cabukusta	33296653	Cell Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26314-1-AP (CCDC21 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.